

DVI-D Input Adaptor

取扱説明書 _____	JP
Instructions for Use _____	GB
Instructions d'utilisation _____	FR
Gebrauchsanweisung _____	DE
Istruzioni per l'uso _____	IT
Manual de instrucciones _____	ES
使用说明书 _____	CS
使用説明書 _____	CT
취급 설명서 _____	KR
Gebruiksaanwijzing _____	NL

お買い上げいただきありがとうございます。



注意

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

BKM-256DD



4171265030

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

安全のために



下記の注意を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

アダプター取り付けの際は電源プラグを抜く



アダプターを本体のスロットに取り付ける際は、本体の電源プラグを抜いてください。通電状態での取り付けは感電の原因になることがあります。

プラグをコンセントから抜く

概要

DVI-D 入力アダプター-BKM-256DD は、ソニー業務用モニター用 DVI-D 信号入力アダプターです。

入力オプションスロットに装着すると本体の入出力端子になり、DVI-D 信号のデコーダーとして働きます。

ご注意

- 本機に対応していないモニターもあります。モニターが本機に対応しているかどうかは、モニターの取扱説明書をご覧ください。
- DVI-A および DVI-I 信号には対応していません。
- DVI-D デュアルリンク信号には対応していません。

機能

DVI-D 信号用デコーダー

DVI-D シングルリンク信号に対応し、DVI-D 24 ピンケーブルを接続することで DVI 信号をデコードできます。

ケーブルイコライズ機能

受信信号を補正するイコライズ機能を、DVI-D 受信部に装備しています。

5V 出力機能


IN 端子または OUT 端子の 14 ピンを使い、外部に 5V 電源を供給することができます。

入出力端子の使いかた

- ◆ BKM-256DD を、入力オプションスロットに装着する方法については、モニターの取扱説明書をご覧ください。

入出力端子の構成と入力可能な信号

入力端子の構成と入力可能な信号を下図に示します。



DVI-D 信号の入力

端子 ① に入力できます。端子 ① に入力した信号を端子 ② から出力させることができます。

ご注意

IN 端子の 5V 出力、OUT 端子の出力信号および 5V 出力は、装着した本体の電源が ON 時のみ出力されます。DC5V 出力については、モニターの取扱説明書をご覧ください。

仕様

一般

電源 + 3.3 V、+ 5 V（本体より供給）

消費電力 約 2 W

動作条件

温度 0℃～35℃

推奨使用温度

20℃～30℃

湿度 0%～90%（結露のないこと）

気圧 700 hPa～1060 hPa

保存 / 輸送条件

温度 - 20℃～+ 60℃

湿度 0%～90%

気圧 700 hPa～1060 hPa

最大外形寸法

100 × 20 × 154 mm（幅 / 高さ / 奥行き）

質量 約 250 g

入出力端子

DVI-D 入出力

DVI-D 24 ピンコネクター
(2)

対応信号フォーマット

本体の取扱説明書をご覧ください。

信号特性

DVI-D 信号

TMDS シングルリンク対応

DVI Rev.1.0 準拠

ご注意

モニター本体のスキャン設定によっては、画像が欠けて表示されることがあります。

付属品

取扱説明書 (1)

European Representative

(欧州代理人) (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。

ご注意

- DVI-A および DVI-I 信号には対応していません。
- DVI-D デュアルリンク 信号には対応していません。

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Important safeguards/notices for use in the medical environments

1. All the equipments connected to this unit shall be certified according to Standard IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 or other IEC/ISO Standards applicable to the equipments.
2. Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC60601-1-1.
Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC60601-1-1.
If in doubt, consult the qualified service personnel.
3. The leakage current could increase when connected to other equipment.
4. For this particular equipment, all accessory equipment connected as noted above, must be connected to mains via an additional isolation transformer conforming with the construction requirements of IEC60601-1 and providing at least Basic Insulation.
5. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause interference to other equipment. If this unit causes interference (which can be determined by unplugging the power cord from the unit), try these measures:
Relocate the unit with respect to the susceptible equipment. Plug this unit and the susceptible equipment into different branch circuit.

Consult your dealer. (According to standard EN60601-1-2 and CISPR11, Class B, Group 1)

WARNING

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Інформація для споживачів в Україні.

Обладнання відповідає вимогам:
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 № 1057).

Overview

The BKM-256DD DVI-D Input Adaptor is a DVI-D signal input adaptor for Sony professional monitors. When installed in an optional input slot on the main unit, it provides DVI-D input and output connectors for the main unit and a decoder for DVI-D signal.

Notes

- There are some monitors that are not compatible with this unit.
To check if the monitor is compatible with this unit, refer to the instructions for use of the monitor.
- DVI-A and DVI-I signals are not compatible with this unit.
- DVI-D dual-link signal is not compatible with this unit.

Function

Decoder for DVI-D signal

The BKM-256DD supports DVI-D single-link signal, which can be decoded by connecting a DVI-D 24-pin cable.

Cable equalizer

The BKM-256DD is equipped with an equalizer for received signals in the DVI-D signal receiver section.

5 V output function


The BKM-256DD supplies 5 V power from pin 14 on either IN or OUT connector to an external device.

Using the Input and Output Connectors

For information about installing the BKM-256DD in an input option slot on the main unit, refer to the instructions for use of the monitor.

Configuration of input/output connectors and signals that may be input

The configuration of the input and output connectors, and the signals that may be input are shown below.



Input of DVI-D signal

You can input DVI-D signal to the connector **1**. Also you can output the signal, that input to the connector **1**, from connector **2**.

Note

The DC 5 V supply from the IN connector, and DC 5 V supply and output signal from the OUT connector are provided only when the power of the main unit is ON. For information about DC 5 V output, refer to the instructions for use of the monitor.

Specifications

General

Voltage +3.3 V, +5 V (supplied from the main unit)

Power consumption
Approx. 2 W

Operating conditions

Temperature
0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Optimum temperature
20 °C to 30 °C (68 °F to 86 °F)

Humidity 0% to 90% (no condensation)

Pressure 700 hPa to 1060 hPa

Storage and transport conditions

Temperature -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)

Humidity 0% to 90%

Pressure 700 hPa to 1060 hPa

Maximum external dimensions (w/h/d)
100 × 20 × 154 mm
(4 × ¹³/₁₆ × 6¹/₈ inches)

Mass Approx. 250 g (8.8 oz)

Input/Output connectors

DVI-D input/output
DVI-D 24-pin connector (2)

Available signal format

Refer to the instructions for use of the monitor.

Signal characteristics

DVI-D signal
Single-link TMDS compatible
Compliance with DVI Revision 1.0

Notes

- DVI-A and DVI-I signals are not compatible with this unit.
- DVI-D dual-link signal is not compatible with this unit.

Note

Depending on the SCAN setting of the monitor, part of the displayed picture may not appear.

Supplied accessories

Instructions for Use (1)
European Representative (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Note

Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

Instructions/Remarques de sécurité importantes en vue d'une utilisation dans un environnement médical

1. Tous les équipements raccordés à cet appareil doivent être agréés suivant les normes CEI60601-1, CEI60950-1, CEI60065 ou les autres normes CEI/ISO applicables à ces équipements.
2. De plus, toutes les configurations doivent observer la norme de système CEI60601-1-1.
Quiconque connecte un appareil supplémentaire à la partie d'entrée de signal ou à la partie de sortie de signal configure un système médical et est responsable du fait que le système observe les exigences de la norme de système CEI60601-1-1.
En cas de doute, consultez un personnel de service qualifié.
3. Dans le cas d'une connexion à d'autres équipements, le courant de fuite peut augmenter.
4. Pour cet équipement en particulier, tout accessoire raccordé comme indiqué ci-dessus doit être raccordé sur le secteur via un transformateur de séparation suivant les dispositions de construction de la norme CEI60601-1 et fournir au moins un isolement de base.
5. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut provoquer des interférences avec d'autres appareils. Si cet appareil génère des interférences (ce que l'on peut facilement contrôler en débranchant le cordon d'alimentation de l'appareil), appliquez l'une des mesures suivantes :
Installez cet appareil à un autre endroit en tenant compte de l'autre équipement.
Branchez cet appareil et l'autre équipement sur des circuits d'alimentation différents.

Consultez votre revendeur. (Suivant les normes EN60601-1-2 et CISPR11, Classe B, Groupe 1)

AVERTISSEMENT

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Généralités

L'adaptateur d'entrée DVI-D BKM-256DD est un adaptateur d'entrée de signal DVI-D destiné aux moniteurs professionnels Sony. Installé dans une fente d'entrée optionnelle sur l'unité centrale, il fournit les connecteurs d'entrée et de sortie DVI-D pour l'unité centrale ainsi qu'un décodeur pour le signal DVI-D.

Remarques

- Certains moniteurs ne sont pas compatibles avec cette unité.
Pour vérifier si le moniteur est compatible avec cette unité, se reporter aux instructions d'utilisation du moniteur.
- Les signaux DVI-A et DVI-I ne sont pas compatibles avec cette unité.
- Le signal à liaison double DVI-D n'est pas compatible avec cette unité.

Fonction

Décodeur pour signal DVI-D

Le BKM-256DD prend en charge le signal à liaison simple DVI-D, qui peut être décodé en raccordant un câble à 24 broches DVI-D.

Egaliseur de tension

Le BKM-256DD est doté d'un égaliseur pour les signaux reçus dans la section du récepteur de signaux DVI-D.

Fonction de sortie 5 V


Le BKM-256DD fournit une tension de 5 V à un périphérique externe à partir de la broche 14 de son connecteur IN ou OUT.

Utilisation des connecteurs d'entrée et de sortie

Pour plus d'informations sur l'installation du BKM-256DD dans une fente d'entrée optionnelle sur l'unité principale, se reporter aux instructions d'utilisation du moniteur.

Configuration des connecteurs d'entrée/sortie et signaux pouvant être transmis

La configuration des connecteurs d'entrée et de sortie ainsi que les signaux pouvant être transmis sont indiqués ci-dessous.



- ➊ Signal DVI-D d'entrée.
- ➋ Signal DVI-D de sortie.

Entrée du signal DVI-D

Le signal DVI-D d'entrée peut parvenir au connecteur ➊. Le signal d'entrée du connecteur ➊ peut aussi être le signal de sortie du connecteur ➋.

Remarque

L'alimentation 5 V CC provenant du connecteur IN et l'alimentation 5 V CC ainsi que le signal de sortie provenant du connecteur OUT ne sont fournis que si l'alimentation de l'unité centrale est réglée sur OUI. Pour plus d'informations sur la sortie 5 V CC, reportez-vous aux instructions d'utilisation du moniteur.

Spécifications

Généralités

Tension +3,3 V, +5 V (fournie par l'unité centrale)
Consommation électrique
Environ 2 W

Conditions d'utilisation

Température 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Température optimale
20 °C à 30 °C (68 °F à 86 °F)
Humidité 0% à 90% (sans condensation)
Pression 700 hPa à 1060 hPa

Conditions de stockage et de transport

Température -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité 0% à 90%
Pression 700 hPa à 1060 hPa
Dimensions extérieures maximum (l/h/p)
100 × 20 × 154 mm
(4 × ¹³/₁₆ × 6¹/₈ pouces)
Poids 250 g (8,8 oz) environ

Connecteurs d'entrée/sortie

Entrée/sortie DVI-D
Connecteur DVI-D à 24 broches
(2)

Format de signaux disponibles

Se reporter aux instructions d'utilisation du moniteur.

Caractéristiques des signaux

Signal DVI-D
Compatible TMDS à liaison simple
Conformité à DVI Revision 1.0

Remarques

- Les signaux DVI-A et DVI-I ne sont pas compatibles avec cette unité.
- Le signal à liaison double DVI-D n'est pas compatible avec cette unité.

Remarque

En fonction du réglage BALAYAGE du moniteur, une partie de l'image affichée risque de ne pas apparaître.

Accessoires fournis

Instructions d'utilisation (1)
European Representative
(Représentant européen) (1)

Présentation et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis préalable.

Remarque

Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise für den Gebrauch in medizinischen Umgebungen

1. Alle Geräte, die an diese Einheit angeschlossen sind, müssen den Standards IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 oder anderen IEC/ISO-Standards, die für die Geräte gelten, entsprechen.
2. Des Weiteren müssen alle Konfigurationen dem Systemstandard IEC60601-1-1 entsprechen.
Jede Person, die weitere Geräte an das Signaleingangsfeld oder Signalausgangsfeld anschließt, konfiguriert damit ein medizinisches System, und hat daher Sorge dafür zu tragen, dass das System den Anforderungen des Systemstandards IEC60601-1-1 entspricht.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an qualifiziertes Fachpersonal.
3. Der Ableitstrom kann beim Anschluss mehrerer Geräte ansteigen.
4. Für dieses spezielle Gerät müssen alle zusätzlichen, wie oben beschrieben angeschlossenen Apparate mit einem den Bauvorschriften IEC 60601-1 entsprechenden, zusätzlichen Isolierungstrafo, von dem mindestens eine grundsätzliche Isolierung gewährleistet wird, an das Gerät angeschlossen werden.
5. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen. Wenn das Gerät nicht entsprechend den Anweisungen in dieser Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Interferenzen mit anderen Geräten hervorrufen. Dies können Sie leicht feststellen, indem Sie das Netzkabel vom Gerät abtrennen. Versuchen Sie bei Interferenzen Folgendes: Stellen Sie das Gerät weiter entfernt vom gestörten Apparat auf. Schließen Sie dieses Gerät und das andere Gerät an verschiedene Stromkreise an.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler. (Entspricht Standard EN60601-1-2 und CISPR11, Klasse B, Gruppe 1)

Überblick

Der BKM-256DD DVI-D-Eingangsadapter ist ein DVI-D-Signaleingangsadapter für professionelle Sony-Monitore. Wenn er an einem optionalen Eingangssteckplatz am Hauptgerät angebracht ist, bietet er DVI-D-Eingänge und -Ausgänge für das Hauptgerät und einen Decoder für das DVI-D-Signal.

Hinweise

- Einige Monitore sind nicht kompatibel mit diesem Gerät.
Der Gebrauchsanweisung des Monitors können Sie entnehmen, ob der Monitor mit diesem Gerät kompatibel ist.
- DVI-A- und DVI-I-Signale sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- DVI-D-Dual-Link-Signale sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.

Funktion

Decoder für DVI-D-Signale

Der BKM-256DD unterstützt DVI-D-Single-Link-Signale, die durch den Anschluss eines 24-poligen DVI-D-Kabels decodiert werden können.

Kabel-Equalizer

Der BKM-256DD ist mit einem Equalizer für empfangene Signale im DVI-D-Signalempfängerteil ausgestattet.

5-V-Ausgangsfunktion


Der BKM-256DD liefert über den 14. Stift des IN- oder OUT-Anschlusses 5 V Strom an ein externes Gerät.

Verwenden der Eingänge und Ausgänge

Einzelheiten zum Anschließen des BKM-256DD an einen Eingangssteckplatz am Hauptgerät finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Monitors.

Konfiguration der Eingänge/ Ausgänge und der möglichen Eingangssignale

Nachfolgend ist die Konfiguration der Eingänge und Ausgänge sowie der möglichen Eingangssignale dargestellt.



Einspeisung des DVI-D-Signals

Sie können DVI-D-Signale über den Anschluss **1** einspeisen. Sie können das Signal, das über den Anschluss **1** eingespeist wurde, auch über den Anschluss **2** ausgeben.

Hinweis

Die 5-V-Gleichstromversorgung über den IN-Anschluss und die 5-V-Gleichstromversorgung und das Ausgangssignal über den OUT-Anschluss sind nur verfügbar, wenn das Hauptgerät auf EIN geschaltet ist. Informationen zum 5-V-Gleichstromausgang finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Monitors.

Technische Daten

Allgemeines

Spannung +3,3 V, +5 V (vom Hauptgerät)
Leistungsaufnahme
Ca. 2 W

Betriebsbedingungen

Temperatur 0 °C bis 35 °C
Optimale Temperatur
20 °C bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit
0% bis 90% (nicht
kondensierend)
Druck 700 hPa bis 1060 hPa

Lagerungs- und Transportbedingungen

Temperatur -20 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit 0% bis 90%
Druck 700 hPa bis 1060 hPa
Maximale externe Abmessungen (B/H/T)
100 × 20 × 154 mm
Gewicht Ca. 250 g

Eingänge/Ausgänge

DVI-D-Eingang/Ausgang
DVI-D-Anschluss, 24-polig (2)

Verfügbares Signalformat

Informationen finden Sie in der
Gebrauchsanweisung des Monitors.

Signaleigenschaften

DVI-D-Signal
Kompatibel mit Single-Link-TMDS
Konform mit DVI Revision1.0

Hinweise

- DVI-A- und DVI-I-Signale sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- DVI-D-Dual-Link-Signale sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.

Hinweis

Abhängig von der ABTASTUNGS-Einstellung des Monitors wird ein Teil des angezeigten Bildes möglicherweise nicht dargestellt.

Mitgeliefertes Zubehör

Gebrauchsanweisung (1)
European Representative
(Europavertretung) (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweis

Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGlichem ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

Indicazioni/avvertenze importanti per l'uso in ambienti medicali

1. Tutte le apparecchiature collegate a questo apparecchio devono essere certificate conformi agli Standard IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 o ad altri Standard IEC/ISO applicabili alle apparecchiature.
2. Inoltre, tutte le configurazioni devono essere conformi con lo Standard sui sistemi IEC60601-1-1.

Chiunque colleghi un apparecchio addizionale alle sezioni di entrata o uscita del segnale sta configurando un sistema medico ed è, per questo motivo, responsabile della conformità del sistema con i requisiti dello Standard IEC60601-1-1.

Se in dubbio, rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

3. Se collegato ad altre apparecchiature, la corrente di dispersione potrebbe aumentare.
4. Per questo apparecchio in particolare, tutti i dispositivi accessori collegati come descritto in precedenza, devono essere collegati alla rete di alimentazione attraverso un trasformatore di isolamento addizionale che rispetti le norme di fabbricazione IEC60601-1, e che fornisca quantomeno un isolamento di base.
5. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del manuale, può provocare interferenze ad altre apparecchiature. Se ciò dovesse accadere (per determinarlo è sufficiente scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio), adottare le misure seguenti: collocare l'unità in una postazione differente rispetto all'apparecchiatura soggetta a interferenze. Collegare l'apparecchio e l'apparecchiatura in questione a circuiti diversi.

Contattare il rivenditore (secondo lo standard EN60601-1-2 e CISPR11, classe B, gruppo 1).

Descrizione

L'adattatore di ingresso DVI-D BKM-256DD è un adattatore di ingresso segnali DVI-D per monitor professionali Sony. Installato in uno slot ingresso opzionale dell'apparecchio principale, l'adattatore fornisce connettori di ingresso e di uscita DVI-D per l'apparecchio principale e un decodificatore per il segnale DVI-D.

Note

- Alcuni monitor non sono compatibili con questo apparecchio.
Per controllare se il monitor è compatibile con questo apparecchio, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor.
- I segnali DVI-A e DVI-I non sono compatibili con questo apparecchio.
- Il segnale dual-link DVI-D non è compatibile con questo apparecchio.

Funzione

Decodificatore per segnale DVI-D

L'adattatore BKM-256DD supporta il segnale single-link DVI-D, che può essere decodificato collegando un cavo DVI-D a 24 piedini.

Equalizzatore cavo

L'adattatore BKM-256DD è dotato di un equalizzatore per i segnali ricevuti nella sezione ricevitore segnali DVI-D.

Funzione di uscita 5 V


L'adattatore BKM-256DD fornisce a un dispositivo esterno un'alimentazione pari a 5 V dal piedino 14 sul connettore IN o OUT.

Uso dei connettori di ingresso e uscita

Per le informazioni sull'installazione dell'adattatore BKM-256DD in uno slot di ingresso opzionale dell'apparecchio principale, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor.

Configurazione dei connettori di ingresso/uscita e segnali di ingresso utilizzabili

La configurazione dei connettori di ingresso e di uscita e i segnali di ingresso utilizzabili sono illustrati qui sotto.



Ingresso del segnale DVI-D

È possibile immettere un segnale DVI-D nel connettore 1. È inoltre possibile emettere il segnale, immesso nel connettore 1, dal connettore 2.

Nota

L'alimentazione di 5 V CC dal connettore IN, nonché l'alimentazione di 5 V CC e il segnale di uscita dal connettore OUT, hanno luogo solo se l'alimentazione dell'apparecchio principale è impostata su INSER. Per informazioni sull'emissione di 5 V CC, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor.

Caratteristiche tecniche

Dati generali

Tensione +3,3 V, +5 V (fornita dall'apparecchio principale)
Consumo di corrente Circa 2 W

Condizioni di funzionamento

Temperatura da 0°C a 35°C
Temperatura ottimale da 20°C a 30°C
Umidità da 0% a 90% (senza condensa)
Pressione da 700 hPa a 1060 hPa

Condizioni di deposito e trasporto

Temperatura da -20°C a +60°C
Umidità da 0% a 90%
Pressione da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni esterne massime (l/h/p) 100 × 20 × 154 mm
Peso Circa 250 g

Connettori di ingresso/uscita

Ingresso/uscita DVI-D
Connettore a 24 piedini DVI-D (2)

Formato segnale disponibile

Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del monitor.

Caratteristiche segnale

Segnale DVI-D
Compatibile con single-link TMDS
Conforme a DVI Revision 1.0

Nota

A seconda dell'impostazione SCANSIONE del monitor, è possibile che una parte dell'immagine visualizzata non sia visibile.

Accessori forniti in dotazione

Istruzioni per l'uso (1)
European Representative
(Rappresentante europeo) (1)

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota

Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

Note

- I segnali DVI-A e DVI-I non sono compatibili con questo apparecchio.
- Il segnale dual-link DVI-D non è compatibile con questo apparecchio.

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

Recomendaciones y medidas preventivas importantes para el uso en entornos médicos

1. Todos los equipos conectados a esta unidad deberán estar certificados de acuerdo con las normativas IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 u otras normas IEC/ISO aplicables a los equipos.
2. Además, todas las configuraciones deberán cumplir con la normativa de sistemas IEC60601-1-1.
Todo aquél que conecte cualquier equipo adicional a las tomas de entrada y salida de señales está configurando un sistema médico y por tanto debe responsabilizarse de que el sistema cumpla con los requisitos de la normativa IEC60601-1-1.
En caso de duda póngase en contacto con personal técnico cualificado.
3. La corriente de fuga podría aumentar si se conecta a otro equipo.
4. Para este equipo en particular, todo el equipo de accesorios conectado como se ha señalado anteriormente debe conectarse a la red eléctrica a través de un transformador de aislamiento adicional de acuerdo con los requisitos de construcción de la IEC60601-1 y contar al menos con aislamiento básico.
5. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede producir interferencias en otros equipos. Si esta unidad causa interferencias (que pueden determinarse desenchufando el cable de alimentación de la unidad), intente las siguientes medidas: Cambie la unidad de lugar con respecto al equipo susceptible. Enchufe esta unidad y el equipo susceptible en circuitos derivados diferentes.

Consulte con su proveedor. (Según la norma EN60601-1-2 y CISPR11, Clase B, Grupo 1)

Descripción general

El adaptador de entrada DVI-D BKM-256DD es un adaptador de entrada de señales de DVI-D para monitores profesionales de Sony. Cuando se instala en una ranura para entradas opcionales en la unidad principal, proporciona conectores de entrada y salida de DVI-D para la unidad principal y un descodificador para señales de DVI-D.

Notas

- Algunos monitores no son compatibles con esta unidad.
Remítase al manual de instrucciones del monitor para comprobar si el monitor es compatible con esta unidad.
- Las señales de DVI-A y DVI-I no son compatibles con esta unidad.
- Las señales de enlace doble de DVI-D no son compatibles con esta unidad.

Función

Descodificador para señales de DVI-D

El BKM-256DD es compatible con las señales de enlace único de DVI-D, que se pueden descodificar mediante la conexión de un cable de 24 pines para DVI-D.

Ecuilizador de cables

El BKM-256DD está equipado con un ecuilizador para las señales recibidas en la sección receptora de señales del DVI-D.

Función de salida de 5 V


El BKM-256DD suministra 5 V de energía a un dispositivo externo desde el pin 14 que se encuentra en un conector de entrada (IN) o de salida (OUT).

Uso de los conectores de entrada y salida

Para información relativa a la instalación del BKM-256DD en una ranura de opción de entrada en la unidad principal, remítase al manual de instrucciones del monitor.

Configuración de los conectores de entrada/salida y de las señales que se pueden recibir

La configuración de los conectores de entrada y salida y las señales que se pueden recibir se muestran a continuación.



Entrada de señales de DVI-D

Puede ejecutar la entrada de señales de DVI-D al conector 1. Asimismo, puede ejecutar la salida de señales, es decir, la entrada al conector 1 desde el conector 2.

Nota

El suministro de CC de 5 V del conector de entrada (IN), junto con el de CC de 5 V y la señal de salida del conector de salida (OUT), solamente se proporcionan cuando la alimentación de la unidad principal está ajustada en SÍ. Para obtener información relativa a la salida de CC de 5 V, consulte el manual de instrucciones de uso del monitor.

Especificaciones

Información general

Tensión +3,3 V, +5 V (suministrada desde la unidad principal)
Consumo de energía
Aprox. 2 W

Condiciones de funcionamiento

Temperatura 0 °C a 35 °C
Temperatura óptima
20 °C a 30 °C
Humedad 0% a 90% (sin condensación)
Presión 700 hPa a 1060 hPa

Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura -20 °C a +60 °C
Humedad 0% a 90%
Presión 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones exteriores máximas (an/al/prf)
100 × 20 × 154 mm
Peso Aprox. 250 g

Conectores de entrada/salida

Entrada/salida de DVI-D
Conector de DVI-D de 24 pines
(2)

Formato de señal disponible

Remítase al manual de instrucciones del monitor.

Características de señal

Señal de DVI-D
Compatible con el cable TMDS de enlace único
Cumple con DVI Revision 1.0

Notas

- Las señales de DVI-A y DVI-I no son compatibles con esta unidad.
- Las señales de enlace doble de DVI-D no son compatibles con esta unidad.

Nota

En función de los ajustes de BARRIDO del monitor, es posible que no se pueda mostrar parte de la imagen visualizada.

Accesorios suministrados

Manual de instrucciones (1)
European Representative
(representante en Europa) (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Nota

Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.

机型名称：DVI-D 输入转接器
使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并
请妥善保管。

关于旧产品的处理

请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一同
弃置。

正确弃置旧的产品有助于避免对环境和人
类健康造成潜在的负面影响。

具体处理方法请遵循当地的规章制度。

概述

BKM-256DD DVI-D 输入转接器是用于
Sony 专业级监视器的 DVI-D 信号输入转接
器。当安装在主机上的可选输入插槽时，它
可以为主机提供 DVI-D 输入和输出连接
器，还提供一个用于 DVI-D 信号的解码
器。

注意

- 某些监视器不兼容本装置。
要检查监视器是否兼容本装置，请参阅
监视器的使用说明书。
- 本机不兼容 DVI-A 和 DVI-I 信号。
- 本机不兼容 DVI-D 双链路信号。

功能

DVI-D 信号的解码器

BKM-256DD 支持 DVI-D 单链路信号，此信
号可通过连接 DVI-D 24 芯电缆进行解码。

电缆均衡器

BKM-256DD 具有用于 DVI-D 信号接收器部
分中所接收信号的均衡器。

5 V 输出功能


BKM-256DD 从 IN 或 OUT 连接器上第
14 芯向外部设备提供 5 V 电源。

使用输入和输出连接 器

有关如何在主机上的输入选项插槽中安装
BKM-256DD 的详情，请参阅监视器的使用说
明书。

输入 / 输出连接器的配置和可以输入的信号

输入 / 输出连接器的配置和可以输入的信
号如下所示。



① 输入 DVI-D 信号。

② 输出 DVI-D 信号。

DVI-D 信号输入

可将 DVI-D 信号输入至连接器 ①。还可从
连接器 ② 将输入连接器 ① 的信号输出。

注意

仅当主机电源为 ON 时，从 IN 连接器提供
DC 5 V 电源，从 OUT 连接器提供 DC 5 V
电源并输出信号。有关 DC 5 V 输出的详情，
请参阅监视器的使用说明书。

规格说明

一般参数

电压 +3.3 V, +5 V (由主机提供)
能耗 约 2 W

工作条件

温度 0 °C 到 35 °C
最适温度 20 °C 到 30 °C
湿度 0% 到 90% (无水汽冷凝)
压力 700 hPa 至 1060 hPa

储藏和运输条件

温度 -20 °C 到 +60 °C
湿度 0% to 90%
压力 700 hPa 到 1060 hPa
最大外形尺寸 (宽 / 高 / 厚)
100 × 20 × 154 毫米
重量 约 250 克

输入 / 输出接口

DVI-D 输入 / 输出
DVI-D 24 芯连接器 (2)

可用信号格式

请参阅监视器的使用说明书。

信号特性

DVI-D 信号
兼容单链路 TMDS
符合 DVI 1.0 版

注意

- 本机不兼容 DVI-A 和 DVI-I 信号。
- 本机不兼容 DVI-D 双链路信号。

注意

根据监视器的扫描设置而定，显示图像的某些部分可能无法显示。

提供的附件

使用说明书 (1)
European Representative (欧洲授权代表) (1)

设计和规格如有更改，恕不另行通知。

注意

在使用前请始终确认本机运行正常。无论保修期内外或基于任何理由，SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的现有损失或预期利润损失，不作 (包括但不限于) 退货或赔偿。

在開始操作本裝置之前，請先仔細閱讀本手冊，並保留本手冊以供日後參考。

概述

BKM-256DD DVI-D 輸入介面卡為 Sony 專業級顯示器採用的 DVI-D 訊號輸入介面卡。當安裝在主機的選購擴充插槽上時，它為主機提供 DVI-D 輸入和輸出接頭，並提供 DVI-D 訊號的解碼器。

注意

- 某些顯示器與本裝置不相容。若要檢查顯示器是否與本裝置相容，請參閱顯示器的使用說明書。
- 本機與 DVI-A 和 DVI-I 訊號不相容。
- 本機與 DVI-D 雙鏈路訊號不相容。

功能

DVI-D 訊號解碼器

BKM-256DD 支援 DVI-D 單鏈路訊號，此訊號透過連接 DVI-D 24 接針電纜進行解碼。

電纜等化器

BKM-256DD 具有用於 DVI-D 訊號接收器部分中所接收訊號的等化器。


5 V 輸出功能

BKM-256DD 從 IN 或 OUT 接頭的第 14 接針向外部設備提供 5 V 電源。

使用輸入和輸出接頭

有關將 BKM-256DD 安裝在主機的輸入擴充插槽的資訊，請參閱顯示器的使用說明書。

輸入和輸出接頭的組態和可輸入的訊號輸入和輸出接頭的組態，以及可輸入的訊號如下所示。



DVI-D 訊號輸入

可將 DVI-D 訊號輸入接頭 1。還可從接頭 2 將輸入接頭 1 的訊號輸出。

注意

僅當主機電源為 ON 時，從 IN 接頭提供 DC 5 V 電源，從 OUT 接頭提供 DC 5 V 電源並輸出訊號。有關 DC 5 V 輸出的資訊，請參閱顯示器的使用說明書。

規格

一般說明

電壓 +3.3 V, +5 V (從主機供電)
耗電率 約 2 W

運作條件

溫度 0 °C 到 35 °C
建議溫度 20 °C 到 30 °C
濕度 0% 到 90% (非冷凝)
壓力 700 hPa 到 1060 hPa

存放和運輸條件

溫度 -20 °C 到 +60 °C
濕度 0% 到 90%
壓力 700 hPa 到 1060 hPa
最大外部尺寸 (寬 / 高 / 對角線)
100 × 20 × 154 公釐
總重 約 250 克

輸入 / 輸出接頭

DVI-D 輸入 / 輸出
DVI-D 24 接針接頭 (2)

可用訊號格式

請參閱顯示器的使用說明書。

訊號特性

DVI-D 訊號
與單鏈路 TMDS 相容
符合 DVI 1.0 版

注意

- 本機與 DVI-A 和 DVI-I 訊號不相容。
- 本機與 DVI-D 雙鏈路訊號不相容。

注意

視顯示器的 SCAN 設置而定，顯示影像的某些部分可能無法顯示。

隨附配件

使用說明書 (1)
European Representative (歐洲授權代表) (1)

設計及規格如有變動，恕不另行通知。

注意

在使用前請始終確認本機運行正常。無論保修期內外或基於任何理由，SONY 對任何損壞概不負責。由於本機故障造成的現有損失或預期利潤損失，不作（包括但不限於）退貨或賠償。

본 기기를 작동하기 전에 반드시 본 설명서를 숙지하고, 설명서는 나중에 위해 잘 보관하십시오.

B급 기기(가정용 방출통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로
서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며, 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

도종원
TIC 부, 고객 솔루션 팀
AVIT 그룹, SONY 코리아
서울시 영등포구 영등포동 2가 28-130,
가야 벤처 빌딩 3층 (우) 150-900
전화: 82-2-6333-4859 팩스: 82-2-6333-4600
휴대폰: 82-10-6218-8553
이메일: jwdoh@sony.co.kr

개요

BKM-256DD DVI-D 입력 어댑터는 Sony 프로페셔널 모니터용 DVI-D 신호 입력 어댑터입니다. 메인 기기의 추가 입력 슬롯에 설치되면 메인 기기 및 DVI-D 신호 디코더에서 DVI-D 입력 및 출력 커넥터 역할을 합니다.

참고

- 일부 모니터는 본 기기와 호환되지 않습니다. 모니터가 본 기기와 호환되는지 점검하려면 모니터의 취급 설명서를 참조하십시오.
- DVI-A 및 DVI-I 신호는 본 기기와 호환되지 않습니다.
- DVI-D 듀얼 링크 신호는 본 기기와 호환되지 않습니다.

기능

DVI-D 신호용 디코더

BKM-256DD는 DVI-D 24핀 케이블을 연결하면 디코딩할 수 있는 DVI-D 싱글 링크 신호를 지원합니다.

케이블 이퀄라이저

BKM-256DD에는 DVI-D 신호 리시버 색션의 수신된 신호용 이퀄라이저가 있습니다.

5 V 출력 기능


BKM-256DD는 IN 또는 OUT 커넥터의 핀 14에서 출력된 5 V를 외부 장치로 전달합니다.

입출력 커넥터 사용

모니터의 입력 옵션 슬롯에 BKM-256DD를 설치하는 것에 대한 정보는 메인 모니터의 취급 설명서를 참조하십시오.

입/출력 커넥터의 구성 및 입력이 가능한 신호

입출력 커넥터의 구성 및 입력이 가능한 신호는 다음과 같습니다.



- 1 DVI-D 신호를 입력합니다.
- 2 DVI-D 신호를 출력합니다.

DVI-D 신호 입력

DVI-D 신호를 커넥터 ①에 입력할 수 있습니다. 또는 커넥터 ①에서 입력된 신호를 커넥터 ②에서 출력할 수 있습니다.

참고

IN 커넥터에서의 DC 5 V 전달 및 OUT 커넥터에서의 DC 5 V 전달과 신호 출력은 메인 기기의 전원이 ON일 때에만 됩니다. DC 5 V 출력에 대한 자세한 내용은 모니터 취급 설명서를 참조하십시오.

사양

일반

전압 +3.3 V, +5 V (메인 기기에서 공급됨)
소비 전력 약 2 W

작동 환경

온도 0 °C에서 35 °C
최적 온도 20 °C에서 30 °C
습도 0%에서 90% (비응축)
압력 700 hPa에서 1060 hPa

보관 및 운반 환경

온도 -20 °C에서 +60 °C
습도 0%에서 90%
압력 700 hPa에서 1060 hPa
최대 외부 치수 (너비/높이/대각선)
100 × 20 × 154 mm
중량 약 250 g

입 / 출력 커넥터

DVI-D 입력/출력
DVI-D 24핀 커넥터(2)

가능한 신호 포맷

모니터의 취급 설명서를 참조하십시오.

신호 특성

DVI-D 신호
싱글 링크 TMDS 호환
DVI Revision 1.0 대응

참고

- DVI-A 및 DVI-I 신호는 본 기기와 호환되지 않습니다.
- DVI-D 듀얼 링크 신호는 본 기기와 호환되지 않습니다.

참고

모니터의 SCAN 설정에 따라 표시된 영상의 일부가 나타나지 않을 수 있습니다.

기본 제공 액세서리

취급 설명서 (1)
European Representative (유럽 대리점) (1)

디자인 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

주의

사용 전에는 항상 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. SONY는 본체의 오류로 인한 현재 또는 장래 이익의 손실에 대한 손해에 대해서 보증기간 중이거나 보증기간 경과 후 또는 어떠한 이유에도 상관없이 배상이나 변상에 대한 일체의 책임을 지지 않습니다.

Lees, voordat u het apparaat gaat gebruiken, deze handleiding grondig door en bewaar hem voor later gebruik.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen/ instructies bij het gebruik in een medische omgeving

1. Alle apparatuur die op dit toestel is aangesloten, moet gecertificeerd zijn volgens norm IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 60065 of andere IEC/ISO normen die van toepassing zijn op de apparatuur.
2. Daarnaast moeten alle configuraties voldoen aan de systeemnorm IEC 60601-1. Iedereen die extra apparatuur op het signaalingsdeel of het signaaluitgangsdeel aansluit, configureert een medisch systeem en is er derhalve verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de vereisten van de systeemnorm IEC 60601-1. Raadpleeg bij twijfel altijd het gekwalificeerde servicepersoneel.
3. De lekstroom kan toenemen bij aansluiting op andere apparatuur.
4. Deze specifieke apparatuur en alle bijbehorende, zoals hierboven beschreven, moet worden aangesloten op de netvoeding via een extra isolerende transformator die voldoet aan de constructievereisten van IEC 60601-1 en die minimaal basisisolatie biedt.
5. Deze apparatuur kan radiofrequentie-energie opwekken, gebruiken en uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen in de instructiehandleiding, dan kan de apparatuur interferentie veroorzaken bij andere apparatuur. Als dit toestel interferentie veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door de voedingskabel van het toestel te ontkoppelen), probeer dan de volgende maatregelen: Zet het toestel op een andere plaats ten opzichte van de apparatuur waarbij er vermoedelijk interferentie optreedt. Sluit dit toestel en de apparatuur waarbij er vermoedelijk interferentie optreedt aan op verschillende circuits.

Neem contact op met uw dealer (volgens de norm IEC 60601-1-2 en CISPR11, klasse B, groep 1)

Overzicht

De BKM-256DD DVI-D-invoeradapter is een DVI-D-signaal invoeradapter voor professionele monitoren van Sony. Wanneer u dit installeert in een ingang op het hoofdapparaat biedt het DVI-D-ingangen en -uitgangen voor het hoofdapparaat en een decoder voor DVI-D-sigitaal.

Opmerkingen

- Sommige monitoren zijn niet compatibel met dit apparaat.
Wilt u controleren of de monitor compatibel is met dit apparaat, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing voor de monitor.
- DVI-A- en DVI-I-sigitaal is niet compatibel met dit apparaat.
- DVI-D-sigitaal met dubbele koppeling is niet compatibel met dit apparaat.

Functie

Decoder voor DVI-D-sigitaal

De BKM-256DD ondersteunt DVI-D-sigitaal met enkele koppeling dat kan worden gedecodeerd door een 24 pins-DVI-D-kabel aan te sluiten.

Kabelbalanceerinrichting

De BKM-256DD is uitgerust met een balanceerinrichting voor het ontvangen sigitaal in het DVI-D-ontvangstgedeelte.

5 V-uitvoerfunctie


De BKM-256DD ondersteunt 5 V-voeding vanaf pen 14 op ofwel de IN- of de OUT-aansluiting naar een extern apparaat.

De ingangen en uitgangen gebruiken

Voor informatie over het installeren van de BKM-256DD in een ingang op het hoofdapparaat raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de monitor.

Configuratie van ingangen/uitgangen en signalen die kunnen worden ingevoerd

De configuratie van de ingangen en uitgangen en de signalen die kunnen worden ingevoerd zijn hieronder weergegeven.



- 1 DVI-D-invoersigitaal.
- 2 DVI-D-uitgangssigitaal.

Invoer van DVI-D-sigitaal

U kunt DVI-D-sigitaal invoeren naar aansluiting 1. U kunt het sigitaal ook uitvoeren dat is ingevoerd op aansluiting 1 vanaf aansluiting 2.

Opmerking

De 5 V-gelijkspanningsvoeding vanaf de IN-aansluiting en de 5 V-voeding en -uitvoersigitaal vanaf de OUT-aansluiting zijn alleen aanwezig wanneer het hoofdapparaat ingeschakeld is (ON). Voor informatie over de 5 V-gelijkstroomuitvoer raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de monitor.

Specificaties

Algemeen

Spanning +3,3 V, +5 V (geleverd door het hoofddapparaat)
Stroomgebruik Ong. 2 W

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur 0 °C tot 35 °C
Optimale temperatuur 20 °C tot 30 °C
Vochtigheid 0% tot 90% (geen condensatie)
Druk 700 hPa tot 1060 hPa

Opslag- en transportvoorwaarden

Temperatuur -20 °C tot +60 °C
Vochtigheid 0% tot 90%
Druk 700 hPa tot 1060 hPa
Maximale buitenmaten (B/H/D) 100 × 20 × 154 mm
Gewicht Ong. 250 gs

Ingangen/uitgangen

DVI-D-ingang/uitgang
24 pins-DVI-D-aansluiting (2)

Beschikbare signaalindeling

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de monitor.

Signaalkarakteristieken

DVI-D-sigitaal
Compatibel met TMDS met enkele koppeling
Naleving van DVI revisie 1.0

Opmerkingen

- DVI-A- en DVI-I-sigitaal is niet compatibel met dit apparaat.
- DVI-D-sigitaal met dubbele koppeling is niet compatibel met dit apparaat.

Opmerking

Afhankelijk van de SCAN-instelling van de monitor kan het weergegeven beeld soms onvolledig zijn.

Meegeliverde accessoires

Gebruiksaanwijzing (1)
European Representative
(Vertegenwoordiger in Europa) (1)

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Opmerking

Controleer altijd of de unit correct werkt alvorens deze te gebruiken. SONY KAN OM GEEN ENKELE REDEN ALS GEVOLG VAN SCHADE AAN DE UNIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD EN COMPENSEERT OF VERGOEDT NIET HET VERLIES VAN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE INKOMSTEN DOOR DEFECTEN AAN DE UNIT (TIJDENS DE GARANTIEPERIODE OF NA VERLOOP VAN DE GARANTIE).

出版日期：2017 年 2 月

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation
Printed in China